

Anticuerpo Policlonico Anti-Slc35A2 Para If/Icc Y Elisa - P78381

Número de artículo: CM0029066

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra SLC35A2 humano (translocador de UDP-galactosa). Validado para IF/ICC y ELISA. Adecuado para el estudio de glicosilación y transporte por el aparato de Golgi. - P78381.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC35A2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	UGT; CDGX; UGAT; UGT1; UGT2; UGTL; CDG2M; UGALT; UDP-Gal-Tr; SLC35A2
Especie	Humano
GeneID	7355
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-242 de SLC35A2 humano (NP_001027460.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	P78381
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo