

Anticuerpo Policlonico Anti-Slc6A14 Para Wb, Elisa - Q9Un76

Número de artículo: CM0015329

Introducción

Anticuerpo policlonico de conejo contra SLC6A14 humana, validado para WB y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón. El objetivo es un transportador de aminoácidos neutros y básicos B(0+) dependiente de sodio y cloruro.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SLC6A14 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	BMIQ11; SLC6A14
Especie	Humana
ID de Gen (Humano)	11254
ID de Gen	11254
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 131-234 de SLC6A14 humana (NP_009162.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humana, Ratón
SWISS	Q9UN76
Peso Molecular	72kDa
Envío	Bolsa de hielo