

Anticuerpo Policlonal Anti-Slc6A9 Para Wb Y Elisa - P48067

Número de artículo: CM0019464



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el transportador de glicina humano SLC6A9 (GLYT1). Adecuado para Western blot y ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón y rata. Peso molecular predicho: 78 kDa. Ideal para estudios de neurociencia.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SLC6A9
Observaciones/Alias	GLYT1; GCENSG; SLC6A9
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6536
ID del Gen	6536
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-110 del SLC6A9 humano (NP_964012.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P48067
Peso de la Proteína	78kDa
Envío	Bolsa de hielo