

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Slpi Para Wb, Elisa - P03973

Número de artículo: CM0024384



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SLPI validado para WB y ELISA. Detecta antileucoproteasa en humanos, ratones y ratas; un inhibidor de proteasas de 14 kDa de la inmunidad innata. Para investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra SLPI
Observaciones/Alias	ALP; MPI; ALK1; BLPI; HUSI; WAP4; WFDC4; HUSI-I; SLPI
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6590
GeneID	6590
Inmunógeno	Proteína recombinante
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P03973
Peso de la proteína	14 kDa
Envío	Bolsa de hielo