


Anticuerpo Monoclonal Anti-Smad1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q15797

Número de artículo: CM0003193



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo contra Smad1, validado para Western blot, IHC-P, IP y ELISA. Reconoce Smad1 humano y de ratón; adecuado para la investigación de la señalización BMP/TGF- β .

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] mAb de conejo anti-Smad1
Observaciones/Alias	BSP1, JV41, BSP-1, JV4-1, MADH1, MADR1, d1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4086
GeneID	4086
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 20-240 de Smad1 humano (NP_005891.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q15797
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo