


Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Smad5 (Validado Por Ko) Para Wb, Elisa - Q99717

Número de artículo: CM0007071



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-Smad5 validado para WB y ELISA, que reconoce Smad5 de humano, ratón y rata. Es un factor de transcripción clave en la señalización BMP, involucrado en el desarrollo y la angiogénesis.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	[Validado por KO] Smad5 mAb de conejo
Observaciones/Alias	DWFC; JV5-1; MADH5; d5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	4090
GeneID	4090
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 186-260 de Smad5 humano (NP_005894.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q99717
Peso de la proteína	52 kDa
Envío	Bolsa de hielo