


Anticuerpo Monoclonal Anti-Smarcad1 Para Wb, Ip, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q9H4L7

Número de artículo: CM0005410



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo dirigido contra SMARCAD1 humano, validado para WB, IP, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Detecta SMARCAD1 en muestras humanas, de ratón y de rata. Ideal para estudios de remodelación de cromatina y reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SMARCAD1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	HRZ; TYS; ETL1; HEL1; ADERM; BASNS
Especie	Humano
GenelD (Humano)	56916
GenelD	56916
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 928-1026 del SMARCAD1 humano (NP_064544.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IP, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9H4L7
Peso Proteico	68 kDa / 117 kDa
Envío	Bolsa de hielo