


## Anticuerpo Policlonal Anti-Smarcad1 Para Wb, Elisa - Q9H4L7

Número de artículo: CM0022748



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SMARCAD1 humano, validado para WB y ELISA. Se dirige a un remodelador de cromatina dependiente de ATP esencial para la reparación del ADN y la organización de la heterocromatina. Ideal para investigación en biología de la cromatina y daño al ADN.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del Producto | SMARCAD1 Rabbit pAb                                                                                                                              |
| Observaciones/Alias | SMARCAD1; ADERM; BASNS; ETL1; HEL1; SWI/SNF-related matrix-associated actin-dependent regulator of chromatin subfamily A containing DEAD/H box 1 |
| Especie             | Humana                                                                                                                                           |
| GeneID (Humano)     | 56916                                                                                                                                            |
| GeneID              | 56916                                                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Proteína recombinante correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 928-1026 de SMARCAD1 humano (NP_064544.2)                        |
| Origen              | Conejo                                                                                                                                           |
| Categoría           | Anticuerpos Policlonales                                                                                                                         |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                                        |
| Reactividad Cruzada | Humana                                                                                                                                           |
| SWISS               | Q9H4L7                                                                                                                                           |
| Peso de la Proteína | 68kDa/117kDa                                                                                                                                     |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                                   |