

Anticuerpo Policlonal Anti-Smyd5 De Conejo Para If/Icc, Elisa - Q6Gmv2

Número de artículo: CM0030464

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la proteína humana SMYD5 (ZMYND23), una proteína-lisina N-trimetiltransferasa involucrada en la elongación de la traducción, modificación de histonas y regulación de células madre embrionarias. Validado para inmunofluorescencia (IF/ICC) y ELISA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo Anti-SMYD5
Observaciones/Alias	RRG1; RAI15; NN8-4AG; ZMYND23; SMYD5
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	10322
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-400 de la SMYD5 humana (NP_006053.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q6GMV2
Peso Molecular de la Proteína	47kDa
Envío	Bolsa de hielo