

Anticuerpo Policlonal Anti-Snrnp70 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P08621

Número de artículo: CM0025065



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SNRNP70 humano (U1-70K). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona de forma cruzada con Humano, Ratón, Rata. Esencial para la investigación del ensamblaje del spliceosoma y el splicing del pre-mRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Detalle
Nombre del Producto	SNRNP70 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	RPUI1, Snp1, U1AP, U170K, U1RNP, RNPUIZ, SNRP70, U1-70K, SNRNP70
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6625
GeneID	6625
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 150-250 del SNRNP70 humano (NP_003080.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P08621
Peso Proteico	52kDa
Envío	Bolsa de hielo