


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Snrpd1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62314

Número de artículo: CM0017212



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SNRPD1 de alta calidad validado para aplicaciones WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para estudiar el ensamblaje del spliceosoma y los mecanismos de splicing del pre-mRNA.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SNRPD1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SMD1; SNRPD; Sm-D1; HsT2456; SNRPD1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6632
ID de Gen	6632
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-96 de SNRPD1 humano (NP_008869.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P62314
Peso Proteico	13kDa
Envío	Bolsa de hielo