

Anticuerpo Policlonal Anti-Snw1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13573

Número de artículo: CM0014964



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SNW1 humano (SKIP, NCoA-62) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Diana implicada en el corte y empalme del pre-ARNm y la regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SNW1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	Bx42; SKIP; FUN20; Prp45; SKIIP; SKIP1; PRPF45; NCOA-62; SNW1
Especie	Humano
GeneID (humano)	22938
GeneID	22938
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 300-536 de SNW1 humano (NP_036377.1).
Fuente	conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q13573
Peso de la proteína	61 kDa
Envío	Bolsa de hielo