

Anticuerpo Policlonal Anti-Socs4 Para Wb Y Elisa - Q8Wxh5

Número de artículo: CM0026450



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido a SOCS4 humano (también conocido como SOCS7), validado en WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón, adecuado para estudios de señalización de citoquinas y degradación de EGFR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb Conejo SOCS4
Observaciones/Alias	SOCS7; SOCS4
Especie	Humano
GeneID (Humano)	122809
GeneID	122809
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 340-440 de SOCS4 humano (NP_543143.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q8WXH5
Peso Proteico	51kDa
Envío	Bolsa de hielo