


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Socs6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14544

Número de artículo: CM0029563



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-SOCS6 de alta calidad validado para WB, IHC-P, ELISA; reacciona con humano y ratón; se dirige al supresor de la señalización de citocinas 6 implicado en la degradación mediada por ubiquitina. Ideal para investigación en señalización de citocinas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SOCS6 Rabbit pAb
Notas/Alias	CIS4, SSI4, CIS-4, SOCS4, STAI4, SOCS-4, SOCS-6, STATI4, HSPC060, SOCS6
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9306
GeneID	9306
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-210 de la SOCS6 humana (NP_004223.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O14544
Peso molecular de la proteína	60kDa
Envío	Bolsa de hielo