


Anticuerpo Monoclonal Anti-Sod2 [Validado Por Ko] Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P04179

Número de artículo: CM0002380



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo de alta especificidad dirigido a la SOD2 humana (MnSOD). Validado por KO. Aplicaciones: WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Reactividad por especie: humano, ratón, rata. Ideal para investigación de estrés oxidativo mitocondrial.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo anti-SOD2 [Validado por KO]
Observaciones/Alias	GC1; IPOB; IPO-B; MNSOD; MVCD6; GCInc1; Mn-SOD; D2
Especie	Humano
GeneID (humano)	6648
GeneID	6648
Inmunógeno	Péptido sintético Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos 1-100 de la SOD2 humana (P04179).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P04179
Peso molecular de la proteína	25kDa
Envío	Bolsa de hielo