

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sorbitol Deshidrogenasa Para Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - Q00796

Número de artículo: CM0020632



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra la sorbitol deshidrogenasa (SORD, Q00796). Validado para WB, IF/ICC, IHC-P y ELISA. Presenta reactividad cruzada con humano, ratón y rata. Para estudios de la vía de los polioles y las complicaciones diabéticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	pAb de conejo contra la sorbitol deshidrogenasa
Observaciones/Alias	RDH; SDH; XDH; SORD1; SORDD; HEL-S-95n; Sorbitol deshidrogenasa
Especie	Humano
ID del gen	6652
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 145-300 de la sorbitol deshidrogenasa humana (NP_003095.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q00796
Peso de la proteína	38 kDa
Envío	Bolsa de hielo