

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sp110 Para Wb Y Elisa - Q9Hb58

Número de artículo: CM0030156

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SP110 humano (IPR1, IFI41, IFI75). Validado para inmunotransferencia (Western blot, WB) y ELISA, con reactividad cruzada para humano, ratón y rata. Adecuado para investigación en regulación transcripcional y enfermedades autoinmunes.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SP110 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	IPR1; VODI; IFI41; IFI75; SP110
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	3431
Inmunógeno	Proteína recombinante correspondiente a los aminoácidos 1-290 de SP110 humano (NP_004501.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9HB58
Peso Proteico	78kDa
Envío	Bolsa de hielo