

Anticuerpo Policlonal Anti-Spag5 Para If/Icc, Elisa - Q96R06

Número de artículo: CM0027647

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra SPAG5 humano (Astrin, MAP126) para IF/ICC y ELISA. El inmunógeno recombinante (aa 1-300) garantiza la especificidad para el estudio de la dinámica del huso mitótico y la segregación cromosómica. - Q96R06

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SPAG5 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MAP126; DEEPEST; hMAP126; SPAG5
Especie	Humano
GeneID (Humano)	10615
GeneID	10615
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del SPAG5 humano (NP_006452.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q96R06
Peso Proteico	134kDa
Envío	Bolsa de hielo