

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sptbn1 Para Wb Y Elisa - Q01082

Número de artículo: CM0026569



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SPTBN1 humano (espectrina beta-II), validado para WB y ELISA. Detecta SPTBN1 humano y de ratón, ~275kDa. Ideal para investigación del citoesqueleto y membrana.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SPTBN1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	ELF; SPTB2; DDISBA; HEL102; betaSpII; SPTBN1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6711
ID del Gen	6711
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 2100-2200 de SPTBN1 humano (NP_003119.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q01082
Peso Proteico	275kDa
Envío	Bolsa de hielo