


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sqstm1/P62 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q13501

Número de artículo: CM0016923



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SQSTM1/p62 humano, validado para WB, IF/ICC, IP, ELISA con reactividad cruzada contra ratón y rata. Ideal para investigación en autofagia, señalización de ubiquitina y neurodegeneración.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SQSTM1/p62 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	p60; p62; A170; DMRV; OSIL; PDB3; ZIP3; p62B; NADGP; FTDALS3; SQSTM1/p62
Especie	Humano
GeneID (Humano)	8878
GeneID	8878
Inmunógeno	Proteína recombinante
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q13501
Peso de la proteína	48kDa
Envío	Bolsa de hielo