

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sri Para Wb, Ihc-P, Elisa - P30626

Número de artículo: CM0030718



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo validado por KO contra SRI (sorcina), una proteína de unión al calcio cardíaca. Adecuado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad cruzada a humano, ratón y rata. Ideal para la investigación del acoplamiento excitación-contracción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	[Validado por KO] SRI Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SCN; V19; CP22; CP-22; RI
Especie	Humano
GenelD (humano)	6717
GenelD	6717
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-198 del SRI humano (NP_003121.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30626
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo