

Anticuerpo Policlonal Anti-Srp19 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09132

Número de artículo: CM0030774



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SRP19, un componente de la partícula de reconocimiento de señal. Validado para WB, IHC-P y ELISA con reactividad en muestras humanas, de ratón y rata. Ideal para investigación en tráfico de proteínas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRP19 Rabbit pAb
Notas/Alias	SRP19
Especie	Humano
ID del Gen	6728
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-144 de SRP19 humano (NP_003126.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P09132
Peso de la Proteína	16kDa
Envío	Bolsa de hielo