


Anticuerpo Policlonal Anti-Srp54 Para Wb, Elisa - P61011

Número de artículo: CM0025039



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad dirigido contra SRP54 humano, validado para WB y ELISA con reactividad cruzada con ratón. Ideal para estudiar la translocación de proteínas mediada por SRP y la orientación al RE.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SRP54 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	SCN8; SRP54
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6729
ID de Gen	6729
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 196-455 del SRP54 humano (NP_001139754.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	P61011
Peso Proteico	56kDa
Envío	Bolsa de hielo