


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Srsf1/Sf2/Asf Para Wb Y Elisa - Q07955

Número de artículo: CM0023045



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SRSF1/SF2/ASF humano (SF2, ASF) para Western blot y ELISA. Presenta reacción cruzada con la proteína endógena de ratón y rata. Adecuado para la investigación del splicing alternativo y el procesamiento del ARNm.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SRSF1/SF2/ASF pAb de conejo
Observaciones/Sinónimos	ASF; SF2; SFRS1; SF2p33; SRp30a; SRSF1/SF2/ASF
Especie	Humano
ID del gen (humano)	6426
ID del gen	6426
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 1-248 de SRSF1/SF2/ASF humano (NP_008855.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	Q07955
Peso de la proteína	28 kDa
Envío	Bolsa de hielo