


Anticuerpo Policlonal Anti-Ssrp1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q08945

Número de artículo: CM0025291



Introducción

Anticuerpo policlonal (pAb) de conejo anti-SSRP1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reacciona con SSRP1 (FACT80) humano y de ratón, una subunidad del complejo FACT implicada en la remodelación de la cromatina, la elongación de la transcripción y la reparación del ADN.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del Producto	SSRP1 pAb de Conejo
Observaciones/Alias	FACT; T160; FACT80; SSRP1
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6749
ID de Gen	6749
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-300 del SSRP1 humano (NP_003137.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q08945
Peso Proteico	81kDa
Envío	Bolsa de hielo