

Anticuerpo Policlonal Anti-Sstr2 Para Wb, If/Icc, Elisa - P30874

Número de artículo: CM0024433



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra SSTR2 humano (NP_001041.1), validado para WB, IF/ICC, ELISA; presenta reactividad cruzada con ratón y rata. Ideal para estudiar la señalización de la somatostatina y la regulación de hormonas pancreáticas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2) Anticuerpo pAb de Conejo
Observaciones/Alíase	SST2; Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2)
Especie	Humano
GeneID (humano)	6752
GeneID	6752
Inmunógeno	Péptido Sintético: Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 270-369 del Receptor de Somatostatina 2 (SSTR2) humano (NP_001041.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P30874
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo