


Anticuerpo Policlonal Anti-Ssx2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16385

Número de artículo: CM0013009



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SSX2 humano (antígeno de cáncer/testículo 5.2), validado para WB, IF/ICC y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón y rata. Ideal para investigación en oncología y regulación transcripcional.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SSX2
Observaciones/Alias	SSX; HD21; CT5.2; CT5.2A; HOM-MEL-40; SSX2
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6757
GeneID	6757
Inmunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-188 de SSX2 humano (NP_783629.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q16385
Peso Proteico	22kDa
Envío	Bolsa de hielo