

Anticuerpo Policlonal Anti-St6Gal1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P15907

Número de artículo: CM0029204



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra ST6GAL1 (alfa-2,6-sialiltransferasa 1), validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta ST6GAL1 humano, de ratón y de rata, una enzima del Golgi involucrada en la formación de antígenos de células B y la sialilación de IgG.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ST6GAL1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	ST6N; CDw75; SIAT1; ST6Gall; ST6GAL1
Especies	Humano
GeneID (humano)	6480
GeneID	6480
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 27-200 de ST6GAL1 humano (NP_775323.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15907
Peso Proteico	47kDa
Envío	Bolsa de hielo