

Anticuerpo Policlonal Anti-St8Sia1 Para Wb, Elisa - Q92185

Número de artículo: CM0030986

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra ST8SIA1 humano (GD3 sintasa). Detecta ST8SIA1 endógeno en WB y ELISA. Reacciona de forma cruzada con ratón. Ideal para investigación del metabolismo de gangliósidos y cáncer.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	ST8SIA1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	GD3S; SIAT8; SIAT8A; SIAT8-A; ST8Sial; ST8SIA1
Especie	Humano
ID Gen (Humano)	6489
ID Gen	6489
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 49-270 de ST8SIA1 humano (NP_003025.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Ratón
SWISS	Q92185
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo