

Anticuerpo Policlonal Anti-Stard3NI Para Wb, Ihc-P, Elisa - 095772

Número de artículo: CM0020981

Introducción

Anticuerpo Policlonal de Conejo STARD3NL validado para WB, IHC-P y ELISA. Detecta la proteína humana STARD3NL (MENTHO), con reactividad cruzada con ratón y rata. STARD3NL es una proteína de anclaje de endosomas tardíos que crea sitios de contacto con el RE, ideal para estudios de tráfico de membranas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STARD3NL pAb de Conejo
Observaciones/Alias	MENTHO; STARD3NL
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	83930
ID de Gen	83930
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 185-234 del STARD3NL humano (NP_114405.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	095772
Peso Proteico	27kDa
Envío	Bolsa de hielo