

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Stim1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q13586

Número de artículo: CM0005439



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo recombinante anti-STIM1 validado para aplicaciones de WB, IHC-P, IP y ELISA. Detecta STIM1 humano, un sensor de calcio crítico para la entrada de calcio operada por almacenes. Ideal para investigación en señalización de calcio y transporte iónico.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STIM1 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	GOK; TAM; TAM1; IMD10; STRMK; D11S4896E; STIM1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6786
GeneID	6786
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 530-685 de STIM1 humano (NP_003147.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano
SWISS	Q13586
Peso Proteico	77kDa
Envío	Bolsa de hielo