

Anticuerpo Policlonal Anti-Stx8 Para Wb, Elisa - Q9Unk0

Número de artículo: CM0018485

Introducción

Anticuerpo policlonal anti-STX8 validado para Western blot (WB) y ELISA, que reconoce STX8 de humano, ratón y rata. Ideal para estudios de transporte retrógrado desde el cis-Golgi hasta el RE. Inmunógeno recombinante derivado de conejo.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	STX8 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CARB; STX8
Especie	Humano
GeneID (Humano)	9482
GeneID	9482
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-215 de STX8 humana (NP_004844.1).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UNK0
Peso Molecular	27kDa
Envío	Bolsa de hielo