

Anticuerpo Policlonal Anti-Sufu Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Umx1

Número de artículo: CM0027060



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SUFU humano (Supresor del homologo Fused). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta SUFU de humano, ratón y rata. Ideal para investigación en la vía de señalización Hedgehog.

[Aprende más](#)

Parámetro	Especificación
Nombre del producto	SUFU Rabbit pAb
Abreviaturas / Sinónimos	SUFUH; JBTS32; SUFUXL; PRO1280; SUFU
Especie	Humano
GeneID (Humano)	51684
GeneID	51684
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 325-484 de SUFU humano (NP_057253.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UMX1
Peso de la proteína	54kDa
Envío	Bolsa de hielo