

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sult2B1 Para Wb, If/Icc, Elisa - O00204

Número de artículo: CM0028426



Introducción

El Anticuerpo Policlonal de Conejo Anti-SULT2B1 de CamelBio, validado para WB, IF/ICC, ELISA, reactivo en humano, ratón, rata. Dirigido a la sulfotransferasa 2B1 involucrada en la sulfatación de esteroides y el metabolismo del colesterol. Ideal para la investigación del metabolismo de lípidos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SULT2B1 Conejo pAb
Observaciones/Alias	HSST2; ARCI14; SULT2B1
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	6820
ID del Gen	6820
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-365 de SULT2B1 humano (NP_814444.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O00204
Peso Proteico	41kDa
Envío	Bolsa de hielo