


## Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Sumo3 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P55854

Número de artículo: CM0026580



### Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SUMO3 (SUMO-2/SMT3A), validado para WB, IHC-P, ELISA, que reacciona con humano, ratón y rata. Ideal para el estudio de modificaciones similares a la ubiquitina, reparación del ADN y vías de transducción de señales.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Valor                                                                                                           |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | pAb de conejo anti-SUMO3                                                                                        |
| Observaciones/Alias | SMT3A, Smt3B, SMT3H1, SUMO-3, SUMO3                                                                             |
| Especie             | Humano                                                                                                          |
| GeneID (Humano)     | 6612                                                                                                            |
| GeneID              | 6612                                                                                                            |
| Inmunógeno          | Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de SUMO3 humano (NP_008867.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                          |
| Categoría           | Anticuerpos policlonales                                                                                        |
| Aplicación          | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                |
| Reactividad cruzada | Humano, Ratón, Rata                                                                                             |
| SWISS               | P55854                                                                                                          |
| Peso de la proteína | 12 kDa                                                                                                          |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                  |