


Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Supt5H/Spt5 Para Wb, Ip, Elisa - O00267

Número de artículo: CM0030827



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra el factor de elongación de la transcripción SUPT5H/SPT5 humano. Validado para WB, IP y ELISA. Reactividad cruzada con humano y ratón. Adecuado para investigación sobre regulación de la transcripción y proteína Tat del VIH.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SUPT5H/SPT5 Rabbit pAb
Alias	SPT5; SPT5H; Tat-CT1; SUPT5H/SPT5
Especie	Humano
ID del gen	6829
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 125-425 de la SUPT5H/SPT5 humana (NP_003160.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, IP, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón
SWISS	O00267
Peso de la proteína	121kDa
Envío	Bolsa de hielo