

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Surf1 Para Wb Y Elisa - Q15526

Número de artículo: CM0026116

Introducción

Validado para WB y ELISA, este anticuerpo policlonal de conejo se dirige a la SURF1 humana, una proteína de la membrana interna mitocondrial esencial para el ensamblaje del citocromo c oxidasa. Presenta reactividad cruzada con ratón y rata, y es ideal para investigación en enfermedades mitocondriales y desarrollo de ensayos IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	SURF1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	SHY1; CMT4K; MC4DN1; SURF1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6834
GeneID	6834
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 80-275 de la SURF1 humana (NP_003163.1)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q15526
Peso de la proteína	33 kDa
Envío	Bolsa de hielo