

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Suv39H1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O43463

Número de artículo: CM0029849



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SUV39H1 humano, una histona metiltransferasa H3K9 crítica para la formación de heterocromatina y la represión transcripcional. Validado para WB, IHC-P, ELISA. Reacciona de forma cruzada con humano, ratón, rata. Ideal para investigación epigenética.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SUV39H1 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	MG44; KMT1A; SUV39H; H3-K9-HMTase 1; SUV39H1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6839
GeneID	6839
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-220 del SUV39H1 humano (NP_003164.1).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	O43463
Peso Proteico	48kDa
Envío	Bolsa de hielo