

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Swap70 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9UH65

Número de artículo: CM0012984



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra SWAP70 humano, validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona con humano, ratón y rata. Peso de la proteína diana ~69 kDa. UniProt: Q9UH65.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo SWAP70
Observaciones/Alias	HSPC321; SWAP-70; SWAP70
Especie	Humano
GeneID (Humano)	23075
GeneID	23075
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 316-585 de SWAP70 humano (NP_055870.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	Q9UH65
Peso Proteico	69kDa
Envío	Bolsa de hielo