

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Syn1 Para Wb, If-P, Elisa - P17600

Número de artículo: CM0028727

Introducción

Anticuerpo Policlonico de Conejo anti-SYN1 validado para WB, IF-P, ELISA. Reacciona con SYN1 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación de tráfico de vesículas sinápticas y liberación de neurotransmisores.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	SYN1 pAb de conejo
Notas/Alias	SYNI; EPILX; MRX50; SYN1a; SYN1b; EPILX1; SYN1
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6853
GeneID	6853
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia de aminoácidos entre la posición 400 y 500 de la proteína SYN1 humana (NP_008881.2).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IF-P, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P17600
Peso Proteico	74kDa
Envío	Bolsa de hielo