


Anticuerpo Monoclonal Anti-Sintenina-1 (Sintenina) Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00560

Número de artículo: CM0011479



Introducción

mAb de conejo contra Sintenina (MDA-9/ST1) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA en humanos, ratón y rata. Anticuerpo monoclonal de alta especificidad. Explore la biogénesis de exosomas, la metástasis del cáncer y la señalización de TGF-beta. | 32 kDa | O00560

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	mAb de conejo contra Sintenina
Observaciones/Alias	ST1; MDA9; SYCL; MDA-9; TACIP18; Sintenina
Especie	Humana
GeneID	6386
Inmunógeno	Un péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 1-100 de la Sintenina humana (O00560).
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad cruzada	Humano, ratón, rata
SWISS	O00560
Peso de la proteína	32 kDa
Envío	Bolsa de hielo