

Anticuerpo Policlonal Anti-Tars Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P26639

Número de artículo: CM0026689



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo dirigido contra TARS humano (ThrRS). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC y ELISA. Reacciona cruzadamente con ratón y rata. Adecuado para la investigación de traducción de proteínas y aminoacil-ARNt sintetasas.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TARS Rabbit pAb
Observaciones/Alias	TARS; TTD7; ThrRS
Especie	Humano
ID de Gen (Humano)	6897
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-230 del TARS humano (NP_689508.3)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P26639
Peso Proteico	83kDa
Envío	Bolsa de hielo