

Anticuerpo Policlonal De Conejo Anti-Tarsl2 Para Wb Y Elisa - A2Rtx5

Número de artículo: CM0020135

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo anti-TARSL2 validado para aplicaciones de WB y ELISA. Detecta TARSL2 (ThrRS-L) humano, de ratón y de rata, una treonil-ARNt ligasa citoplasmática involucrada en la biosíntesis de proteínas. Adecuado para investigación IVD.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TARSL2
Observaciones/Alias	TARSL2; ThrRS-L
Especie	Humano
GeneID (Humano)	123283
GeneID	123283
Inmunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-170 de TARSL2 humano (NP_689547.2).
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	A2RTX5
Peso Proteico	93kDa
Envío	Bolsa de hielo