

Anticuerpo Policlonal Anti-Tbl1X Para Wb Y Elisa - O60907

Número de artículo: CM0018274



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TBL1X (O60907) para WB y ELISA. Detecta TBL1X en muestras humanas, de ratón y de rata. TBL1X es una proteína similar a F-box que recluta el proteasoma hacia los receptores nucleares, esencial para la regulación de la transcripción.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TBL1X Rabbit pAb
Observaciones/Alias	EBI; TBL1; CHNG8; SMAP55; TBL1X
Especie	Humana
GeneID (humano)	6907
GeneID	6907
Inmunógeno	Péptido sintético
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humana, ratón, rata
SWISS	O60907
Peso de la proteína	62 kDa
Envío	Bolsa de hielo