


Anti-Tcf3 Anticuerpo Policlonal De Conejo Para Para Wb, Elisa - P15923

Número de artículo: CM0023946



Introducción

El pAb de conejo anti-TCF3 es un anticuerpo policlonal validado para WB y ELISA, que reconoce el TCF3 (68 kDa) humano, de ratón y de rata, un factor de transcripción implicado en la diferenciación de células B y el desarrollo neuronal.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	pAb de Conejo TCF3
Observaciones/Alias	E2A; E47; p75; AGM8; ITF1; VDIR; AGM8A; AGM8B; TCF-3; bHLHb21; TCF3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	6929
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 450-525 del TCF3 humano (NP_003191.1)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P15923
Peso Proteico	68kDa
Envío	Bolsa de hielo