

## Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tead1/2/3/4 Para Wb, Elisa - P28347 / Q15561 / Q15562 / Q99594

Número de artículo: CM0012743



### Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo anti-TEAD1/2/3/4 de alta calidad para Western blotting y ELISA, dirigido a los factores de transcripción TEAD humanos en la investigación de la señalización Hippo.

[Aprende más](#)

| Parámetro           | Especificación                                                                                                                     |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre del producto | TEAD1/2/3/4 Rabbit mAb                                                                                                             |
| Observaciones/Alias | AA; REF1; TCF13; TEF-1; NTEF-1; TCF-13; TEAD-1                                                                                     |
| Especie             | Humano                                                                                                                             |
| ID de gen (Humano)  | 7003/7004/8463/7005                                                                                                                |
| Inmunógeno          | Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 174-263 de TEAD4 humano (NP_003204.2) |
| Fuente              | Conejo                                                                                                                             |
| Categoría           | Anticuerpo monoclonal                                                                                                              |
| Aplicación          | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reactividad cruzada | Humano                                                                                                                             |
| SWISS               | P28347/Q15561/Q15562/Q99594                                                                                                        |
| Peso proteico       | 48 kDa/49 kDa/47 kDa                                                                                                               |
| Envío               | Bolsa de hielo                                                                                                                     |