

Anticuerpo Monoclonal De Conejo Anti-Tead4 Para Wb, Elisa - Q15561

Número de artículo: CM0006755



Introducción

Anticuerpo monoclonal de conejo Anti-TEAD4 para Western blot (WB) y ELISA para detectar TEAD4 humano, un factor de transcripción clave de la vía de señalización Hippo que regula la proliferación y migración celular.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TEAD4 Rabbit mAb
Observaciones/Alias	TEAD4; EFTR-2; RTEF1; TCF13L1; TEF-3; TEF3; TEFR-1; hRTEF-1B; factor de transcripción de dominio TEA 4
Especie	Humano
ID de gen (Humano)	7004
ID de gen	7004
Inmunógeno	Péptido sintético correspondiente a una secuencia entre los aminoácidos 140-240 de TEAD4 humano (Q15561)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos monoclonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad cruzada	Humano
SWISS	Q15561
Peso molecular de proteína	34kDa/44kDa/48kDa
Envío	Bolsa de hielo