

Anticuerpo Policlonico De Conejo Anti-Telo2 Para Wb, Elisa - Q9Y4R8

Número de artículo: CM0022394



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo de alta calidad contra TELO2 humano (hCLK2, TEL2), validado para WB y ELISA. Reacciona con humano y ratón. Ideal para investigación sobre respuesta al daño del ADN, señalización mTOR y biología de los telómeros.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TELO2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	CLK2; TEL2; YHFS; TELO2
Especie	Humano
ID del Gen (Humano)	9894
ID del Gen	9894
Inmunógeno	Péptido Sintético: Péptido sintético correspondiente a una secuencia dentro de los aminoácidos 450-550 del TELO2 humano (NP_057195.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9Y4R8
Peso Proteico	92kDa
Envío	Bolsa de hielo