


Anticuerpo Policlonal Anti-Tfe3 Para Wb, Elisa - P19532

Número de artículo: CM0029843



Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TFE3 humano (Factor de Transcripción E3). Validado para WB y ELISA. Reacciona con TFE3 humano, de ratón y de rata. Ideal para investigación en biogénesis lisosomal y señalización mTOR.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del Producto	TFE3 Conejo pAb
Observaciones/Alias	TFEA; RCCP2; RCCX1; MRXSPF; bHLHe33; TFE3
Especie	Humano
GeneID (Humano)	7030
GeneID	7030
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 1-160 de TFE3 humano (NP_006512.2)
Fuente	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón, Rata
SWISS	P19532
Peso Proteico	62kDa
Envío	Bolsa de hielo