

Anticuerpo Policlonal Anti-Tfr2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Up52

Número de artículo: CM0027997

Introducción

Anticuerpo policlonal de conejo contra TFR2 humano (proteína 2 del receptor de transferrina). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reacciona de forma cruzada con ratón. Para la investigación del metabolismo del hierro y de los hepatocitos.

[Aprende más](#)

Parámetro	Valor
Nombre del producto	TFR2 Rabbit pAb
Observaciones/Alias	HFE3; TFRC2; TFR2
Especie	Humano
ID de Gen	7036
Inmunógeno	Proteína de fusión recombinante que contiene una secuencia correspondiente a los aminoácidos 130-330 del TFR2 humano (NP_003218.2)
Origen	Conejo
Categoría	Anticuerpos Policlonales
Aplicación	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reactividad Cruzada	Humano, Ratón
SWISS	Q9UP52
Peso Proteico	89kDa
Envío	Bolsa de hielo